

SET DE DIAGNOSTICO INTEGRADO DE PARED STANDAR 2 EN 1 KI-1000



Características técnicas

- Set de diagnóstico 2 en 1 (Otoscopio y Oftalmoscopio)
- Dimensiones base de anclaje del equipo: (78cm X 27cm)
- Dimensiones unidad principal: (27cm X 16.5cm)
- Set de diagnóstico 2 en 1 (Otoscopio y Oftalmoscopio)
- Fuente de alimentación 110Vac.
- Bulbo Oftalmoscopio 3.5V / 2.7W
- Bulbo Otoscopio 3.5V / 2.7W
- Fuente de luz blanca regulable.
- Incluye guía y suministros para instalación